

S · E · Y · S · S · O

Instrukcja dotyczy modeli o numerach /
The instruction applies to models with the following numbers
Instrukce se týká modelů s následujícími čísly /
Inštrukcia sa týka modelov s nasledujúcimi číslami:
SC.WF.010.BLK.1/POI01, SOOI10/POI01

PL IRYGATOR DO HIGIENY JAMY USTNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO PONOWNEGO UŻYCIA.

EN ORAL IRRIGATOR


DETAILED INSTRUCTION MANUAL
BEFORE USE, PLEASE READ THE INSTRUCTION MANUAL.
KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

CZ IRIGÁTOR PRO HYGIENU ÚSTNÍ DUTINY

NÁVOD K POUŽITÍ
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.
UCHOVEJTE NÁVOD K BUDOUCÍMU POUŽITÍ.

SK IRIGÁTOR NA HYGIENU ÚSTNEJ DUTINY

NÁVOD NA POUŽITIE
PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE.
USCHOVAJTE NÁVOD NA BUDÚCE POUŽITIE.




IRYGATOR DO HIGIENY JAMY USTNEJ.....	3
ORAL IRRIGATOR	15
IRIGÁTOR PRO HYGIENU ÚSTNÍ DUTINY.....	27
IRIGÁTOR NA HYGIENU ÚSTNEJ DUTINY....	39

ELEMENTY ZESTAWU

- 1 irygator
- 1 zbiornik na wodę (150 ml)
- 3 końcówki
- 1 stacja ładująca

OPIS CZĘŚCI

IRYGATOR DENTYSTYCZNY



- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Przycisk zwalniający blokadę końcówki | g. Końcówka |
| b. Włącznik/Wyłącznik | h. Znacznik użytkownika |
| c. Przycisk zmiany trybu pracy | i. Przewód ssący |
| d. Wskaźnik aktywnego trybu pracy | j. Filtr |
| e. Korpus/rękojeść | k. Uszczelka zbiornika wody |
| f. Ładowarka | l. Zbiornik na wodę |
| | m. Wieczko zbiornika wody |


UWAGA:

W nowym urządzeniu (jego zbiorniku, korpusie/rękojeści lub końcówce) mogą znajdować się resztki cieczy pozostałe po teście sprawności. Nie powinny one wzbudzać żadnych obaw w użyciu irygatora.

PODŁĄCZENIE I ŁADOWANIE

ŁADOWANIE URZĄDZENIA (RYS. 1)

- Podłącz ładowarkę do kontaktu.
- Umieść urządzenie na ładowarce.
- Wskaźnik naładowania akumulatora (CH) miga, gdy urządzenie się ładuje, gdy dioda zgaśnie urządzenie jest w pełni naładowane.



Rys. 1


UWAGA:

Jeżeli wskaźnik naładowania akumulatora (CH) miga w czasie lub po irygacji oznacza to, że urządzenie wymaga naładowania. Pełen cykl ładowania zajmuje około 24 godziny.


- Przed pierwszym użyciem oraz w przypadku, gdy irygator nie był używany przez co najmniej 3 miesiące, ładuj urządzenie przez pełne 24 godziny. W pełni naładowany irygator działa do 70 minut. Pozwala to na 14 dni pracy bez ponownego ładowania, przy używaniu irygatora dwa razy dziennie przez 2,5 minuty.
- Żeby przedłużyć żywotność akumulatora ładuj irygator tylko, gdy sygnalizuje taką konieczność. Dodatkowe ładowanie akumulatora może skrócić jego żywotność. Nie zaleca się rozładowywania akumulatora do końca.

UŻYTKOWANIE IRYGATORA SEYSSO

- Nałóż końcówkę na korpus urządzenia. (Rys. 2)
- Otwórz wieczko zbiornika i napełnij urządzenie wodą o temperaturze nieprzekraczającej 40°C. Dokładnie zamknij wieczko. (Rys. 3)
- Możesz też odłączyć zbiornik od irygatora i napełnić go wodą przez główny otwór. Pociągnij zbiornik w dół tak, by ześliznął się on po prowadnicach korpusu. Po napełnieniu zbiornika przymocuj go z powrotem do korpusu. (Rys. 4)
- Naciskaj przycisk „Mode” w celu wybrania trybu. W czasie irygacji możesz również zmieniać tryby pracy. (Rys. 5)



Rys. 2




Rys. 3

NORMAL: tryb do codziennej higieny jamy ustnej (6,2 bar).

SOFT: tryb przeznaczony dla osób o delikatnych dziąsłach (2,7 bar).


PULSE: tryb do jednoczesnego czyszczenia zębów i masażu dziąseł (2,7-6,2 bar).



Rys. 4

UWAGA: końcówki SEYSSO


Carbon/Oxygen Pocket używaj tylko na programie Soft. Wysokie ciśnienie może uszkodzić końcówkę.



Rys. 5

- Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej z koniuszkiem końcówki skierowanym w stronę Twoich zębów.
 - Rozchyl usta, aby umożliwić przepływ wody.
 - Naciśnij przycisk „On/Off”, aby zacząć irygację. (Rys. 6)
- ① Kieruj strumień wody pod kątem 90° do zębów i dziąseł.
 - ② Powoli przesuwaj końcówkę irygatora wzdłuż linii dziąseł i przestrzeni międzyzębowych.
 - ③ Dokładnie czyść okolice zamków aparatu ortodontycznego, koron i mostów.


- Naciśnij przycisk „On/Off”, aby zakończyć irygację. W razie potrzeby wymień końcówkę, naciskając przycisk zwalniający blokadę końcówki. (Rys. 7)
- Po zakończonej irygacji naciśnij przycisk „On/Off”, żeby wyłączyć urządzenie.




Rys. 6

PO ZAKOŃCZONEJ IRYGACJI (RYS. 8)

- Otwórz wieczko zbiornika i wylej resztę wody.
- Włącz na chwilę urządzenie przyciskiem „On/Off”, aby pozbyć się resztek wody.
- Wyłącz urządzenie i zamknij wieczko zbiornika.
- Wytrzyj urządzenie suchym ręcznikiem.



Rys. 7



Rys. 8

UWAGA:

Pozostawianie wody w urządzeniu sprzyja namnażaniu się w nim bakterii. Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, upewnij się, że zostało odpowiednio osuszone po irygacji.

KOMPATYBILNOŚĆ KOŃCÓWEK

Irygator SEYSSO Carbon/Oxygen Travel jest kompatybilny z końcówkami SEYSSO Carbon/Oxygen Standard, SEYSSO Carbon/Oxygen Pocket i SEYSSO Carbon/Oxygen Orthodontic. Nie gwarantujemy poprawnego działania urządzenia w przypadku użycia innych końcówek niż wymienione.

KOŃCÓWKI FUNKCYJNE

KOŃCÓWKA ORTODONTYCZNA

Końcówka SEYSSO Carbon/Oxygen Orthodontic jest przeznaczona

dla osób ze stałymi aparatami ortodontycznymi.

- Nałóż końcówkę SEYSSO Carbon/Oxygen Orthodontic na korpus irygatora.
- Ustaw niskie ciśnienie wody (tryb Soft), a następnie w zależności od potrzeb zwiększ ciśnienie, wybierając tryb Normal lub Pulse.
- Ustaw strumień wody pod kątem 90 stopni do zębów, przy linii dziąseł. Zacznij irygację od ostatniego zęba trzonowego.
- Powoli przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na chwilę w celu dokładniejszego czyszczenia pęczkiem włókien przestrzeni międzyzębowych i obszarów wokół elementów aparatu ortodontycznego.
- Kontynuuj irygację do momentu dokładnego wyczyszczenia wewnętrznej i zewnętrznej strony wszystkich zębów.

KOŃCÓWKA DO KIESZONEK DZIAŚŁOWYCH

Aby korzystać z końcówki do kieszonek dziąsłowych (SEYSSO Carbon/Oxygen Pocket), należy **BEZWZGLĘDNI**e ustawić urządzenie na najniższą wartość ciśnienia (program Soft).

- Przyłóż końcówkę do zęba pod kątem 45 stopni, tak aby jej miękkie, gumowe zakończenie skierowane było do kieszonki dziąsłowej.
- Włącz urządzenie i przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł do momentu wyczyszczenia wszystkich kieszonek dziąsłowych.

OSTRZEŻENIA! PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM!

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ



- Tylko do użytku domowego.
- Irygator posiada wodoszczelną obudowę. Jest bezpieczny i zaprojektowany do użytkowania w łazience. Urządzenie posiada stopień ochrony IPX7. Oznacza to, że irygator jest odporny na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut.

- Pamiętaj: irygator nie jest przystosowany do pracy pod wodą!
- Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnej naprawy.
- Przechowuj ładowarkę w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Urządzenie powinno być ładowane tylko za pomocą ładowarki dołączonej do zestawu.
- Rozprostuj kabel przed użyciem.
- W razie awarii nie rozkręcaj urządzenia i nie wymieniaj żadnych podzespołów, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem. Skontaktuj się z serwisem SEYSSO.
- Zniszczony przewód zasilający musi zostać wymieniony na nowy. Skontaktuj się z serwisem SEYSSO.
- W razie upuszczenia wymień końcówkę przed następnym użyciem. Nawet jeśli zniszczenie nie jest widoczne.
- Urządzenia nie należy demontować z wyjątkiem sytuacji, gdy ma ono zostać poddane utylizacji. Akumulator powinien być usunięty z urządzenia, zanim zostanie ono zutylizowane.
- Akumulator powinien zostać zutylizowany w bezpieczny sposób.
- Żeby zobaczyć, jak usunąć akumulator z urządzenia, zobacz punkt „Utylizacja” na stronie 11.
- Przy usuwaniu akumulatora urządzenie nie może znajdować się na ładowarce.
- Nie napełniaj zbiornika wodą o temperaturze przekraczającej 40°C.
- Nie włączaj urządzenia bez nałożonej końcówki. Trzymaj końcówkę irygatora poza zasięgiem dzieci; istnieje ryzyko zadławienia.
- Płyny do płukania jamy ustnej mogą uszkodzić urządzenie. Nie wlewaj płynów do płukania ust do zbiornika wody.
- Jeżeli po lub w trakcie irygacji odczuwasz ból albo dyskomfort, albo masz jakiegokolwiek obawy związane z wpływem urządzenia na Twoje zdrowie, skontaktuj się z lekarzem.
- Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli przez ostatnie dwa miesiące przeszedłeś zabieg operacyjny w jamie ustnej.
- Nie przyciskaj końcówki zbyt mocno do dziąseł ani zębów.
- Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, dziąseł, języka. Nie używaj go w żaden inny sposób.
- Końcówki SEYSSO Carbon/Oxygen Pocket używaj tylko na programie Soft. Wysokie ciśnienie może uszkodzić końcówkę.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Do czyszczenia irygatora używaj tylko czystej wody lub łagodnych środków czyszczących. Stosowanie substancji żrących lub o kwaśnym odczynie (np. roztworu sody oczyszczonej, octu lub kwasu cytrynowego) może spowodować jego uszkodzenie.
- Irygator należy odkamieniać raz w miesiącu dedykowanymi do tego celu środkami czyszczącymi.
- Do czyszczenia i odkamieniania urządzenia nie stosuj wody o temperaturze wyższej niż 50°C.
- Trzymaj urządzenie z daleka od wysokiej temperatury i bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne.

KORPUS (RĘKOJEŚĆ)

- Oczyszczyć korpus za pomocą mydła w płynie i osuszyć czystym ręcznikiem.
- Nie zanurzać korpusu w wodzie.
- Po umyciu osuszyć korpus.

ŁADOWARKA INDUKCYJNA

Sprawdź stan kabla i wtyczki. Oczyszczyć ładowarkę suchym, czystym ręcznikiem. Regularnie powtarzaj ten zabieg.

Końcówka

- Oczyszczyć końcówkę wodą i osuszyć czystym ręcznikiem.
- Wymieniaj końcówkę na nową co 6 miesięcy. Końcówkę ortodontyczną i końcówkę do kieszonek dziąsłowych wymieniaj co 3 miesiące.

PRZEWÓD SSĄCY

- Umyj wodą i wytrzyj czystym ręcznikiem.
- Nie wyginaj, nie ciągnij, ani nie skręcaj przewodu.

ZBIORNIK WODY

- Umyj zbiornik wodą i wytrzyj czystym ręcznikiem.
- Jeśli zbiornik nie będzie używany przez dłuższy czas, pamiętaj, by dokładnie go osuszyć.

OSTRZEŻENIE O NIEBIEZPIECZEŃSTWIE

Aby zredukować ryzyko porażenia:

- Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu.
- Nie stosuj podczas kąpieli lub pod prysznicem.
- Aby uzyskać dokładniejsze instrukcje dotyczące przechowywania i stosowania urządzenia, a także załączonych akcesoriów zwróć się do SEYSSO.

Aby ograniczyć ryzyko zapłonu, zwarcia lub zranienia:

- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od zasilania.
- Produkt nie jest zabawką. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli irygator jest stosowany przez dziecko lub w jego obecności.
- Stosuj zgodnie z jego przeznaczeniem. Stosuj jedynie akcesoria polecane przez producenta.
- Nie stosuj ładowarki, jeżeli uszkodzony został kabel zasilający lub wtyczka. Jeżeli po upuszczeniu, pozostawieniu na otwartej przestrzeni lub zanurzeniu w wodzie irygator nie pracuje prawidłowo, odeślij go do miejsca zakupu.
- Jeśli ładowarka wpadnie do wody, nie próbuj jej wyciągnąć. Niezwłocznie odłącz ją od kontaktu.
- Nie należy naciągać przewodu zasilającego ładowarki, przycinać go drzwiami, owijać wokół ostrych krawędzi. Nie włączaj irygatora podczas ładowania. Trzymaj komponenty urządzenia z daleka od nagranych powierzchni.
- Nie odłączaj ładowarki od źródła zasilania, ciągnąc za kabel. Użyj wtyczki.
- Nie trzymaj wtyczki mokrymi rękoma.
- Nigdy nie stosuj produktu, jeżeli masz problemy z koncentracją i odczuwasz senność.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w miejscach, gdzie może być ekspozycja na działanie aerozoli lub czystego tlenu.
- Podłącz urządzenie do gniazdka. Zapoznaj się z jego specyfikacją.

Nie zaleca się korzystania z urządzenia przez dzieci w wieku poniżej 8 lat. Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach sensorycznych, motorycznych, czy umysłowych powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem opiekuna lub powinny zostać odpowiednio przeszkolone z zakresu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia.

UWAGI DODATKOWE



- Nie udostępniaj swojej końcówki innym użytkownikom.
- Nie zwijaj kabla zasilającego ładowarki zbyt ciasno.
- Nie umieszczaj na ładowarce metalowych przedmiotów (np. monet, spinaczy itp.).
- Odłączaj ładowarkę, jeżeli wiesz, że nie będzie użytkowana w najbliższym czasie.
- Szczelina znajdująca się niedaleko mocowania zbiornika, jest intencjonalna i nie wpływa na szczelność rękojeści.

UTYLIZACJA

Akumulator znajdujący się w urządzeniu jest łatwy do usunięcia i utylizacji. Kiedy cykl życia produktu dobiegnie końca, przed utylizacją całego urządzenia, usuń z niego akumulator zgodnie z poniższą instrukcją. W trakcie wykonywania tych czynności szczególnie zabezpiecz swoje oczy, dłonie, palce i otoczenie.

- Usuń dwie zaślepki ze spodu korpusu. (punkt ①, Rys. 9)
- Wsuń śrubokręt w powstałą przestrzeń, przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – otworzy się dolna pokrywa. (punkt ②, Rys. 9)
- Wsuń zbiornik na wodę, odkręć dwie śruby przy przewodzie ssącym. (Rys. 10)
- Otwórz górną pokrywę, wyjmij wewnętrzną część urządzenia, odkręć wszystkie śruby. (Rys. 11)
- Przetnij przewody akumulatora i wyjmij go z urządzenia. (Rys. 12).


Jeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące procesu utylizacji – skontaktuj się ze swoją lokalną jednostką odpowiedzialną za zarządzanie odpadami.




Rys. 9



Rys. 10



Rys. 11



Rys. 12

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Irygator nie działa.	Irygator był nieużywany przez co najmniej 3 miesiące.	Naładuj irygator przez 24 godziny.
Irygator działa tylko przez kilka minut, nawet tuż po ładowaniu.	Akumulator zakończył swój okres eksploatacyjny.	Skontaktuj się z serwisem SEYSSO.
	Czas ładowania był zbyt krótki.	Naładuj irygator przez 24 godziny.
Ciśnienie wody jest bardzo niskie.	Końcówka jest zapchana. Twarda woda może powodować zatykanie się końcówki.	Wymień końcówkę. Wymieniaj końcówkę przynajmniej raz na 6 lub 3 miesiące.
	Końcówka jest zdeformowana.	
Woda nie wypływa z końcówki urządzenia.	Zbiornik jest pusty.	Napełnij zbiornik.
	Urządzenie zostało zbyt mocno przechylone w czasie używania.	Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej.

SPECYFIKACJA IRYGATORA SEYSSO TRAVEL

NAZWA PRODUKTU	SEYSSO Travel Irygator do Higieny Jamy Ustnej
Napięcie	100-240 V~, 50/60 Hz
Moc	0,7-1,7W
Typ przełącznika	Przycisk
Wyświetlacz	LED
Wyświetlone informacje	Tryb pracy + poziom naładowania akumulatora
Maksymalne ciśnienie	6,2 bar
Pojemność zbiornika	150 ml
Czas pracy	Do 70 minut
Sposób ładowania	Ładowanie indukcyjne
Czas ładowania	Okolo 24h
Typ akumulatora	Li-Ion
Sygnalizacja rozładowania akumulatora	Migająca dioda
Klasa wodoszczelności	IPX7

DWULETNIA GWARANCJA

SEYSSO daje gwarancje na okres dwóch lat od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia związane z wadami fabrycznymi lub niepoprawnym wykonaniem produktu. Zachowaj dowód zakupu na okres obowiązywania gwarancji. W trakcie gwarancji możesz zgłosić reklamację, jeżeli produkt był używany prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- ① Uszkodzeń powierzchniowych wynikających z normalnego użytkowania.
- ② Uszkodzeń wynikających z:
 - a) przypadkowego upuszczenia lub uderzenia, nieprawidłowego użytkowania, nadużycia lub użycia o charakterze komercyjnym, zaniedbania, modyfikacji urządzenia,
 - b) niewłaściwego utrzymania, niedbałości o produkt,
 - c) podłączenia do niewłaściwego źródła prądu,
 - d) napraw lub prób napraw dokonanych przez stronę nieautoryzowaną przez SEYSSO.

Wszelkie próby otwarcia lub demontażu urządzenia, jego części lub akcesoriów sprawią, że gwarancja traci ważność.

Roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać poparte dowodami. Roszczenie musi nastąpić w okresie objętym gwarancją. Materiał pokrywający rękojeść jest delikatny, dlatego należy zachować ostrożność użytkowania. Zadrapania, czy przetarcia na powierzchni rękojeści będą traktowane jako uszkodzenia powierzchniowe wynikające z normalnego użytkowania. Tym samym nie zostaną objęte gwarancją. Gwarancja dotyczy podzespołów, które wpływają na funkcjonowanie urządzenia.

Instrukcja dotyczy modeli o numerach:

SC.WF.010.BLK.1/POI01, SOOI10/POI01

PRODUCENT:

mail: reklamacje@seysso.com

WM BRANDS SP. Z O. O.

www.seysso.pl

UL. DZIUPLI 12

02-454 WARSZAWA, POLSKA

Wyprodukowano w P.R.C.

Napięcie wejściowe ładowarki: 100-240 V~, 50/60 Hz

Prąd wejściowy ładowania rękojeści: 60-95mA

Moc: 0.7-1.7W

Odporność na wodę (korpus, ładowarka): IPX7.

Ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut

Irygatory posiadają wbudowaną baterię litowo-jonową.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).



Instrukcja i opakowanie nadają się do recyklingu.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Symbol oznaczenia II klasy ochronności dla urządzenia elektrycznego




Tylko do użytku domowego.

SET ELEMENTS

- 1 irrigator handle
- 1 water tank (150 ml)
- 3 nozzles
- 1 inductive charging station

DESCRIPTION OF SEYSSO TRAVEL IRRIGATOR



- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a. Nozzle release button | g. Nozzle |
| b. On/Off button | h. Identification Ring |
| c. Mode button | i. Suction Tube |
| d. Mode indicator | j. Filter |
| e. Handle | k. Water Tank Gasket |
| f. Charging station | l. Water Tank |
| | m. Water Tank Cap |

NOTE:

There may be some liquid remaining inside the main appliance before use (tank, water suction tube, etc.), this is the remaining distilled water that was used for the performance (water flow) test, so there are no health concerns.

PLUGGING AND CHARGING

CHARGING THE DEVICE (FIG. 1)

- Plug the charger into a power supply.
- Put the device on the charger in the right position.
- The CH indicator keeps blinking while charging and turns off as soon as the device is fully charged.




Fig.1

NOTE:

If the CH indicator keeps blinking during or after use, that means the battery needs to be recharged. Full recharging takes approximately 24 hours.

- Before the first use and after the irrigator has not been used for at least 3 months, charge the device fully for 24 hours. The fully charged device can operate for up to 70 minutes. This provides 14 days of use without recharging if the irrigator is used twice a day for 2.5 minutes.
- Charge the device only when indicated. Additional charging may reduce battery life. Discharging the battery fully is not recommended.

USAGE OF THE ORAL IRRIGATOR SEYSSO TRAVEL

- Attach the nozzle to the main unit. (Fig. 2)
- Open the water tank cap to fill the tank with water, then close the cap. The temperature of the water should not exceed 40°C. (Fig. 3)
- Alternatively, slide the water tank down off the main unit, fill the tank with water not warmer than 40°C, then reattach the tank to the main unit. (Fig. 4)
- Press the Mode button to select the mode you want to use. You can change the working mode while using the irrigator (Fig. 5)




Fig. 2




Fig. 3

NORMAL: for normal cleaning (6,2 bar).

SOFT: for gentle cleaning of sensitive gums (2,7 bar).

PULSE: for cleaning and massaging the gums (2,7-6,2 bar).




Fig. 4

WARNING: Use Carbon/Oxygen Pocket Nozzle on soft mode. High pressure can damage it.

- Hold the unit in an upright position with the nozzle pointing toward your teeth.
- Keep your mouth slightly open so that the water can flow out.
- Press the „On/Off” button to start irrigating. (Fig. 6)
 - ① Direct the water jet flow at a 90° angle to the teeth and gums.
 - ② Move the water jet slowly along the teeth.
 - ③ Move the water jet along the gum line with the nozzle at a 90° angle to the gum tissue.
 - ④ Clean between the teeth and around any braces, crowns or bridgework thoroughly.




Fig. 5

- Press the „On/Off” button and then press the nozzle release button to replace the nozzle. (Fig. 7)
- Once the irrigation has been completed, press the „On/Off” button again to turn off the device.




Fig. 6

AFTER USING THE APPLIANCE (FIG. 8)

- Open the water tank cap and dispose of the water in the tank.
- Press „On/Off” button to turn on the unit, and drain the water inside the appliance.
- Press „On/Off” button again to turn off the unit, and close the water tank cap.
- Wipe the device with a dry cloth, a soft cloth.




Fig. 7




Fig. 8

NOTE:

To prevent bacterial growth, make sure there is no remaining water inside the unit. If you are not going to use this appliance for a long period, be sure to wipe and dry the appliance before storing it.

COMPATIBILITY OF NOZZLES

The SEYSSO Carbon/Oxygen Travel irrigator is compatible with SEYSSO Carbon/Oxygen Standard, SEYSSO Carbon/Oxygen Pocket and SEYSSO Carbon/Oxygen Orthodontic nozzles. We do not guarantee the correct operation of the device in case of using other nozzles than the ones mentioned above.

FUNCTIONS OF THE NOZZLES

ORTHODONTIC NOZZLE

The SEYSSO Carbon/Oxygen Orthodontic nozzle is designed for people with fixed braces.

- Place the SEYSSO Carbon/Oxygen Orthodontic nozzle on the handle.
- Set a low water pressure (Soft Mode), and then gradually increase it as needed by selecting Normal or Pulse mode.
- Direct the water stream at a 90° angle to your teeth, at the gum line. Start irrigating from the last molar.
- Slowly glide the nozzle along the gumline, stopping briefly to clean interdental spaces, and areas around braces more thoroughly.
- Continue irrigating until the inside and outside of all teeth are precisely cleaned.

POCKET NOZZLE

The SEYSSO Carbon/Oxygen Pocket nozzle is specifically designed to clean the gingival pockets. To use the Carbon/Oxygen Pocket nozzle, ALWAYS set the device to the lowest pressure value (Soft Mode).

- Place the nozzle against a tooth at a 45° angle with the soft, rubber tip, facing the gingival pocket.
- Turn on the device, and move the nozzle along the gumline until all gum pockets are cleaned.

WARNINGS! READ IT BEFORE USING THE APPLIANCE!

SAVE THIS MANUAL FOR FURTHER REFERENCE

- For domestic use only.
- The irrigator is equipped with a waterproof handle. It is safe and designed to be used in the bathroom. The appliance has a IPX7 protection rating. This means that the irrigator is resistant to accidental submersion in water up to the depth of 1 metre for up to 30 minutes.



- Remember: the irrigator is not suitable for operating underwater.
- The product is not intended for repair on your own.
- Store the charger in a dry and safe place.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- Straighten the cable before using it.
- In the event of a failure, do not dismantle the appliance or replace any parts, as there is a risk of being electrocuted. Contact the service centre SEYSSO.
- A damaged power cable must be replaced with a new one. Contact the service centre SEYSSO.
- If dropped, replace the nozzle before its next use. Even if the damage is not visible.
- The device should not be disassembled except prior to disposal, in which case the battery should be removed.
- The battery is to be disposed of safely.
- Refer to "Disposal" on page 23 for more information about removing the battery.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- Do not fill the tank with water warmer than 40°C.
- Do not use the device if you lost the nozzle.
- Keep the nozzle away from small children, as it is small enough to be swallowed and can be lodged in the throat.
- Do not fill the device with mouthwash as it may damage the equipment by cracking the water tank.
- If during or after irrigation you feel pain or discomfort, or if you are concerned that the device may have any negative impact on your health, please consult a doctor.
- If in the last two months you have undergone any surgery of the oral cavity, please consult a doctor before using the device.
- Do not press the nozzle too firmly against your teeth or gums. Doing so may injure your gums.
- The irrigator is designed to clean the interdental spaces, gums and tongue. Do not use it in any other way.
- Use the SEYSSO Carbon/Oxygen Pocket nozzle only on the Soft Mode. High pressure can damage the tip.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Use only water or neutral cleaning agent to clean the device. Never use caustic or abrasive agents (e.g., vinegar or lime scale removers), since they may damage the device.
- Do not wash using hot water of over 50°C.
- Keep the device away from high temperature areas and direct sunlight.
- The irrigator should be descaled once a month using a cleaning agent designed for this purpose.

MAIN UNIT

- Remove the dirt by wiping using a cloth with liquid soap and wipe off using a dry cloth, a soft cloth.
- Do not submerge the main unit in water to clean.
- Dry after washing with water.

INDUCTION CHARGER

Check the charger plug and cable at regular intervals, wipe the adapter plug with a dry cloth, a soft cloth.

NOZZLE

- Wash with water and wipe with a dry cloth, a soft cloth.
- Replace the nozzle every 6 months. Replace the Orthodontic Nozzle and the Pocket Nozzle every 3 months.

WATER SUCTION TUBE

- Wash with water and wipe with a dry cloth, a soft cloth.
- Do not bend, pull or twist the water suction tube.

WATER TANK

- Wash with water and wipe with a dry cloth, a soft cloth.
- Dry the tank when not using for a long period.

DANGER WARNING

In order to reduce the risk of being electrocuted:

- Always disconnect the appliance from the power source after use.
- Do not use during bathing.
- For more detailed instructions related to storage and use of the appliance, as well as the attached accessories, go to SEYSSO.

In order to reduce the risk of catching fire, short circuit or injury:

- Disconnect the charger from the power source when charging is complete.
- The product is not a toy. Take special caution when the irrigator is being used by a child or in the presence of a child.
- Use it in accordance with its intended use.
Use only accessories recommended by the manufacturer.
- Do not use the charger if the power cable or plug is faulty.
If the waterflosser does not work properly after being dropped, left in the open space, or submerged in water, send it back to the place of purchase.
- If the charger falls into water, do not try to take it out, instead unplug it immediately.
- Do not stretch the charger power cable, jam it with a door, wrap it around sharp edges. Do not switch on the irrigator while it is charging. Keep the appliance components away from hot surfaces.
- Do not disconnect the charger from the power source by pulling on the cable. Use the plug.
- Do not keep the plug with wet hands.
- Never use the product if you have problems concentrating and if you experience drowsiness.
- Do not use the appliance outdoors or in the places where it can be exposed to aerosols or pure oxygen.
- Plug the appliance into the socket. Read its specifications.

It is not recommended that children under the age of 8 years use the device. Children and persons with limited sensory, motor or mental abilities should use the appliance under the supervision of a guardian, or should be properly trained in the scope of correct and safe use of the appliance.

ADDITIONAL INFORMATION

- Do not share your nozzle with other users.
- Do not wind the power cord of the charger too tightly.
- Do not put any metal object, e.g. coins, clips, on the charger.
- Unplug the charger when you know it will not be used in the immediate future.
- The gap near the reservoir mount is intentional, and does not have influence on the tightness of the handle.

DISPOSAL

The rechargeable battery inside your appliance is easy to remove for recycling. At the end of the product's life and prior to disposal, please remove the rechargeable battery from the handle by following the instructions below. During the following operation, be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface you work on.

- Remove 2 rubbers feet on the bottom of the handle. (① on Fig. 9)
- Insert a screwdriver into the slot located at the bottom of the handle and turn counter-clockwise to release the bottom cap. (② on Fig. 9)
- Slide the water tank down off the device and unscrew the two screws next to the suction tube. (Fig. 10)
- Open the top cover and take the internal part out of the unit, then remove all of its screws. (Fig. 11)
- Cut off the battery line and pull the batteries out of the internal part. (Fig. 12).

If you have recycling questions, please contact your local waste management office.





Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11




Fig. 12

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
It does not work.	You've just purchased the product, or it has been left unused for more than 3 months.	Charge the unit for about 24 hours.
It only works for a few minutes, even after charging.	The battery has reached the end of its life cycle.	Contact service center for support.
	Charging time was insufficient.	Charge the unit for about 24 hours.
Water pressure is very low.	There is dirt stuck in the nozzle. Hard water can cause the nozzle to clog.	Replace the nozzle.
	The nozzle is deformed.	
Water does not come out.	The tank is empty.	Fill up the tank.
	The appliance is tilted too much while in use.	Use with the appliance in a vertical position.

SEYSSO TRAVEL ORAL IRRIGATOR SPECIFICATION

NAZWA PRODUKTU	SEYSSOTravel Oral Irrigator
Voltage	100-240 V~, 50/60 Hz
Power	0,7-1,7W
On/Off Switch	Button
Display	LED
Displayed information	Mode + Charging Status Indicator
Maximum Water Pressure	6,2 bar
Water Tank Volume	150 ml
Usage Time	Up to 70 minutes
Charging	Inductive
Charging time	Approx. 24 hours
Battery	Li-Ion
Discharged Battery Indicator	Flashing diode
Water Tightness	IPX7

2-YEAR LIMITED WARRANTY

SEYSSO gives the warranty for the Waterflosser for a period of two years, from the date of purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. Remember to keep your original purchase receipt for the duration of the warranty period to validate your warranty. Within the valid limited warranty period of this device, the Customer may contact SEYSSO service consultant only when the Product purchased becomes defective when properly used. Our service will replace the device free of charge.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- ① Cosmetic damages.
- ② Damage due to:
 - a) accident, misuse, negligence, commercial use or modifications of the product;
 - b) improper operations or maintenance of the Product;
 - c) connection to improper voltage supply;
 - d) attempted or unauthorized repair made by party other than SEYSSO.

Any attempt to open or dismount the device (or its accessories) will void the warranty. Claims under the warranty must be supported with reasonable evidence. Claim date must be within the warranty period. Shipping costs are non-refundable. Do not under any circumstances, scratch or scrape-off the handle coating. All permanent scratches will be considered cosmetic damage and are not covered by warranty. The warranty covers the parts that affect the Product operation.

The instructions apply to models with the numbers:

SC.WF.010.BLK.1/POI01, SOOI10/POI01

MANUFACTURER:

WM BRANDS SP. Z O. O.

UL. DZIUPIŁI 12

02-454 WARSZAWA, POLSKA

Wyprodukowano w P.R.C.

CONTACT:

mail: reklamacje@seysso.com

www.seysso.pl

Charger input voltage: 100-240 V~, 50/60 Hz

Handle charging current: 60-95mA

Water resistance (body, charger): IPX7

Protection against the effects of immersion in water at a depth of up to 1 meter for 30 minutes Irrigators have a built-in lithium-ion battery.



The product meets the requirements of the European Union (EU) "New Approach" directives.



The packaging and instruction manual are recyclable.



This device is marked in accordance with the Polish Act on Waste Electrical and Electronic Equipment and the WEEE Directive 2012/19/EU with the symbol of a crossed-out waste bin. Such marking informs that this equipment, after its use, cannot be disposed of together with other household waste. The user is obliged to hand it over to entities collecting waste electrical and electronic equipment. Collectors, including local collection points, stores, and municipal units, create an appropriate system allowing for the disposal of this equipment. Proper handling of waste electrical and electronic equipment helps to avoid harmful consequences for human health and the natural environment, resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.



Symbol of Class II protection designation for electrical equipment.




For domestic use only.

SOUČÁSTI SADY

- 1 irigátor
- 1 nádržka na vodu (150 ml)
- 3 nástavce
- 1 nabíjecí stanice

POPIS ČÁSTÍ DENTÁLNÍ IRIGÁTOR



- | | |
|---|----------------------------|
| a. Tlačítko pro uvolnění blokáce nástavce | g. Nástavec |
| b. Vypínač/Zapínač | h. Označení uživatele |
| c. Tlačítko pro změnu pracovního režimu | i. Sací trubice |
| d. Ukazatel aktivního pracovního režimu | j. Filtr |
| e. Tělo/rukojeř | k. Těsnění nádržky na vodu |
| f. Nabíječka | l. Nádržka na vodu |
| | m. Víčko nádržky na vodu |


UPOZORNĚNÍ:

V novém zařízení (v jeho nádržce, těle/rukojeti nebo nástavci) mohou být zbytky tekutiny, které zůstaly po testu funkčnosti. Neměly by vzbuzovat žádné obavy při používání irigátoru.

PŘIPOJENÍ A NABÍJENÍ

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ (OBR. 1)

- Připojte nabíječku do zásuvky.
- Umístěte zařízení na nabíječku.
- Indikátor nabíjení baterie (CH) bliká, když se zařízení nabíjí, a když zhasne, zařízení je plně nabitě.



OBR. 1

UPOZORNĚNÍ:

Pokud indikátor nabíjení baterie (CH) bliká během nebo po irigaci, znamená to, že zařízení potřebuje nabití. Plný nabíjecí cyklus trvá přibližně 24 hodin.

- Před prvním použitím a v případě, že irigátor nebyl používán alespoň 3 měsíce, nabijte zařízení po dobu 24 hodin. Plně nabitý irigátor pracuje až 70 minut. To umožňuje 14 dní provozu bez opětovného nabíjení, při používání irigátoru dvakrát denně po dobu 2,5 minuty.
- Pro prodloužení životnosti baterie nabíjejte irigátor pouze, když to signalizuje. Dodatečné nabíjení baterie může zkrátit její životnost. Nedoporučuje se vybíjet baterii úplně.

POUŽÍVÁNÍ IRIGÁTORU SEYSSO

- Nasadte nástavec na tělo zařízení. (Obr. 2)
- Otevřete víčko nádržky a naplňte zařízení vodou o teplotě nepřesahující 40°C. Pečlivě zavřete víčko. (Obr. 3)
- Můžete také odpojit nádržku od irigátoru a naplnit ji vodou hlavním otvorem. Táhněte nádržku dolů, aby sjela po vodicích lištách těla. Po naplnění nádržky ji připevněte zpět k tělu. (Obr. 4)
- Stiskněte tlačítko „Mode“ pro výběr režimu. Během irigace můžete také měnit režimy práce. (Obr. 5)




Fig. 2




Fig. 3

NORMAL: režim pro každodenní hygienu ústní dutiny (6,2 bar).

SOFT: režim určený pro osoby s citlivými dásněmi (2,7 bar).

PULSE: režim pro současné čištění zubů a masáž dásní (2,7-6,2 bar).




Fig. 4

UPOZORNĚNÍ: nástavec SEYSSO

Carbon/Oxygen Pocket používejte pouze v režimu Soft. Vysoký tlak může poškodit nástavec.

- Držte zařízení ve svislé poloze s koncem nástavce směrem k vašim zubům.
- Otevřete ústa, aby voda mohla volně odtékat.
- Stiskněte tlačítko „On/Off“, abyste začali irigaci. (Obr. 6)





Fig. 5

- ① Směřujte proud vody pod úhlem 90° k zubům a dásním. Move the water jet slowly along the teeth.
- ② Pomalu pohybujte nástavcem irigátoru podél linie dásní a mezi zuby.
- ③ Důkladně čistěte okolí zámků ortodontických aparátů, korunek a mostů.


- Stiskněte tlačítko „On/Off“, aby ukončili irigaci. V případě potřeby vyměňte nástavec, stisknutím tlačítka pro uvolnění blokace nástavce. (Obr. 7)
- Po dokončení irigace stiskněte tlačítko „On/Off“, abyste zařízení vypnuli.



Obr. 6

PO DOKONČENÍ IRIGACE (OBR. 8)


- Otevřete víčko nádržky a vylijte zbytek vody.
- Na chvíli zapněte zařízení tlačítkem „On/Off“, aby se odstranily zbytky vody.
- Vypněte zařízení a zavřete víčko nádržky.
- Otřete zařízení suchým ručníkem.



Obr. 7

UPOZORNĚNÍ:

Ponechání vody v zařízení podporuje růst bakterií. Pokud zařízení nebudete používat delší dobu, ujistěte se, že bylo po irigaci řádně vysušeno.



Obr. 8

KOMPATIBILITA NÁSTAVCŮ

Irigátor SEYSSO Carbon/Oxygen Travel je kompatibilní s nástavci SEYSSO Carbon/Oxygen Standard, SEYSSO Carbon/Oxygen Pocket a SEYSSO Carbon/Oxygen Orthodontic. Nezaručujeme správnou funkci zařízení při použití jiných nástavců než uvedených.

FUNKČNÍ NÁSTAVCE

ORTODONTICKÝ NÁSTAVEC

Nástavec SEYSSO Carbon/Oxygen Orthodontic je určen pro osoby s pevnými ortodontickými aparáty.

- Nasaďte nástavec SEYSSO Carbon/Oxygen Orthodontic na tělo irigátoru.
- Nastavte nízký tlak vody (režim Soft), a podle potřeby zvýšte tlak, výběrem režimu Normal nebo Pulse.
- Nastavte proud vody pod úhlem 90 stupňů k zubům, podél linie dásní. Začněte irigaci od posledního stoličky.
- Pomalu pohybujte nástavcem podél linie dásní, zastavujte se na chvíli pro důkladnější čištění svazkem vláken v mezizubních prostorech a kolem prvků ortodontického aparátu.
- Pokračujte v irigaci, dokud nevyčistíte vnitřní i vnější stranu všech zubů.

NÁSTAVEC DO DÁŠNOVÝCH KAPES

Pro použití nástavce do dásňových kapes (SEYSSO Carbon/Oxygen Pocket) je nutné nastavit zařízení na nejnižší hodnotu tlaku (program Soft).

- Přiložte nástavec k zubu pod úhlem 45 stupňů, tak aby jeho měkký, gumový konec směřoval do dásňové kapsy.
- Zapněte zařízení a pohybujte nástavcem podél linie dásní, dokud nevyčistíte všechny dásňové kapsy.

VAROVÁNÍ! PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM!

UCHOVEJTE NÁVOD



- Pouze pro domácí použití.
- Irigátor má vodotěsné pouzdro. Je bezpečný a navržený pro použití v koupelně. Zařízení má stupeň ochrany IPX7. To znamená, že irigátor je odolný proti náhodnému ponoření do vody do hloubky až 1 metru na dobu až 30 minut.

- Pamatujte: irigátor není určen pro práci pod vodou!
- Produkt není určen k vlastní opravě.
- Skladujte nabíječku na suchém a bezpečném místě.
- Zařízení by mělo být nabíjeno pouze pomocí nabíječky dodané v sadě.
- Před použitím rozviňte kabel.
- V případě poruchy nerozebírejte zařízení a nevyměňujte žádné součástky, protože existuje riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte servis SEYSSO.
- Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn za nový. Kontaktujte servis SEYSSO.
- Pokud zařízení upustíte, vyměňte nástavec před dalším použitím, i když není viditelné žádné poškození.
- Zařízení by nemělo být rozebíráno, kromě případů, kdy má být zlikvidováno. Baterie by měla být odstraněna ze zařízení před jeho likvidací.
- Baterie by měla být zlikvidována bezpečným způsobem.
- Jak odstranit baterii ze zařízení, najdete v bodě „Likvidace“ na straně 35.
- Při odstraňování baterie nesmí být zařízení na nabíječce.
- Nenaplňujte nádržku vodou o teplotě vyšší než 40°C.
- Nezapínejte zařízení bez nasazeného nástavce. Držte nástavec irigátoru mimo dosah dětí; existuje riziko udušení.
- Ústní vody mohou zařízení poškodit. Nenalévejte ústní vody do nádržky na vodu.
- Pokud při nebo po irigaci cítíte Bolest nebo nepohodlí, nebo máte jakékoli obavy týkající se vlivu zařízení na vaše zdraví, kontaktujte lékaře.
- Poradte se s lékařem, pokud jste v posledních dvou měsících podstoupili chirurgický zákrok v ústní dutině.
- Nepřikládejte nástavec příliš pevně k dásním nebo zubům.
- Zařízení je určeno k čištění mezizubních prostor, dásní, jazyka. Nepoužívejte jej jiným způsobem.
- Nástavec SEYSSO Carbon/Oxygen Pocket používejte pouze v režimu Soft. Vysoký tlak může nástavec poškodit.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- K čištění irigátoru používejte pouze čistou vodu nebo jemné čisticí prostředky. Použití žíravých nebo kyselých látek (např. roztoku jedle sody, octa nebo kyseliny citronové) může způsobit jeho poškození.
- Irigátor je třeba odvápnit jednou měsíčně pomocí prostředků určených k tomuto účelu.
- K čištění a odvápnění zařízení nepoužívejte vodu s teplotou vyšší než 50°C.
- Udržujte zařízení mimo vysoké teploty a přímé sluneční záření.

TĚLO (RUKOJEŤ)

- Očistěte tělo pomocí tekutého mýdla a osušte čistým ručníkem.
- Neponořujte tělo do vody.
- Po umytí osušte tělo.

INDUKČNÍ NABÍJEČKA

Zkontrolujte stav kabelu a zástrčky. Očistěte nabíječku suchým, čistým ručníkem. Tento postup pravidelně opakujte.

NÁSTAVEC

- Očistěte nástavec vodou a osušte čistým ručníkem.
- Vyměňte nástavec za nový každých 6 měsíců. Ortodontický nástavec a nástavec do dásňových kapes vyměňujte každé 3 měsíce.

SACÍ TRUBICE

- Umyjte vodou a osušte čistým ručníkem.
- Neohýbejte, netahejte ani nekrouťte trubicí.

NÁDRŽKA NA VODU

- Umyjte nádržku vodou a osušte čistým ručníkem.
- Pokud nádržka nebude delší dobu používána, nezapomeňte ji důkladně osušit.

VAROVÁNÍ O NEBEZPEČÍ

Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem:

- Po použití vždy odpojte zařízení od zdroje napájení.
- Nepoužívejte během koupele nebo ve sprše.
- Pro podrobnější pokyny týkající se skladování a používání zařízení, stejně jako přiloženého příslušenství, se obraťte na SEYSSO. Aby se snížilo riziko vzniku požáru, zkratu nebo zranění:
- Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od zdroje napájení.
- Produkt není hračka. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je irigátor používán dítětem nebo v jeho přítomnosti.
- Používejte podle jeho určení. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Nepoužívejte nabíječku, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka. Pokud irigátor po upuštění, ponechání na otevřeném prostranství nebo ponoření do vody nepracuje správně, vraťte jej do místa nákupu.
- Pokud nabíječka spadne do vody, nepokoušejte se ji vytáhnout. Ihned ji odpojte od zásuvky.
- Netahejte za napájecí kabel nabíječky, nesekejte ho dveřmi, neomotávejte ho kolem ostrých hran. Nepoužívejte irigátor během nabíjení. Držte komponenty zařízení mimo zahřáté povrchy.
- Neodpojujte nabíječku od zdroje napájení tahem za kabel. Použijte zástrčku.
- Nedržte zástrčku mokřýma rukama.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud máte problémy s koncentrací a cítíte ospalost.
- Nepoužívejte zařízení venku nebo v místech, kde může být vystaveno aerosolům nebo čistému kyslíku.
- Připojte zařízení do zásuvky. Seznamte se s jeho specifikací.

Nedoporučuje se používání zařízení dětmi mladšími 8 let. Děti a osoby s omezenými smyslovými, motorickými nebo mentálními schopnostmi by měly zařízení používat pod dohledem opatrovníka nebo by měly být řádně proškoleny v oblasti správného a bezpečného používání zařízení.

DALŠÍ POZNÁMKY



- Nesdílejte svůj nástavec s jinými uživateli.
- Neomotávejte napájecí kabel nabíječky příliš těsně.
- Na nabíječku nepokládejte kovové předměty (např. mince, sponky apod.).
- Odpojte nabíječku, pokud víte, že nebude v nejbližší době používána.
- Štěrbina nacházející se poblíž uchycení nádržky je úmyslná a neovlivňuje těsnost rukojeti.

LIKVIDACE


Akumulátor umístěný v zařízení lze snadno odstranit a zlikvidovat. Když cyklus životnosti produktu skončí, před likvidací celého zařízení vyjměte akumulátor podle níže uvedených pokynů. Při provádění těchto úkonů si zvláště chraňte oči, ruce, prsty a okolí.

- Odstraňte dvě krytky ze spodní části těla. (krok 1, Obr. 9)
- Vsuňte šroubovák do vzniklého prostoru a otočte proti směru hodinových ručiček – otevře se spodní kryt. (krok 2, Obr. 9)
- Vysuňte nádržku na vodu a odšroubujte dvě šrouby u sací trubice. (Obr. 10)
- Otevřete horní kryt, vyjměte vnitřní část zařízení, odšroubujte všechny šrouby. (Obr. 11)
- Přestříhnete vodiče akumulátoru a vyjměte jej ze zařízení. (Obr. 12)

Pokud máte jakékoli pochybnosti týkající se procesu likvidace, obraťte se na svou místní jednotku odpovědnou za správu odpadů.




Obr. 9



Obr. 10



Obr. 11



Obr. 12

TROUBLESHOOTING

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Irigátor nefunguje.	Irigátor nebyl používán po dobu alespoň 3 měsíců.	Nabijte irigátor po dobu 24 hodin.
Irigátor funguje jen několik minut, i když byl právě nabitý.	Akumulátor dosáhl konce své životnosti.	Kontaktujte servis SEYSSO.
	Doba nabíjení byla příliš krátká.	Nabijte irigátor po dobu 24 hodin.
Tlak vody je velmi nízký.	Nástavec je ucpaný. Tvrdá voda může způsobit ucpaní nástavce.	Vyměňte nástavec. Vyměňujte nástavec alespoň jednou za 6 nebo 3 měsíce.
	Nástavec je zdeformovaný.	
Z nástavce zařízení nevytéká voda.	Nádržka je prázdná.	Naplňte nádržku.
	Zařízení bylo během používání příliš nakloněné.	Držte zařízení ve svislé poloze.

SPECIFIKACE IRIGÁTORU SEYSSO TRAVEL

NÁZEV PRODUKTU	SEYSSO Travel Irigátor pro hygienu ústní dutiny
Napětí	100-240 V-, 50/60 Hz
Výkon	0,7-1,7W
Typ přepínače	Tlačítko
Displej	LED
Zobrazené informace	Pracovní režim + úroveň nabití akumulátoru
Maximální tlak	6,2 bar
Kapacita nádržky	150 ml
Doba provozu	Až 70 minut
Způsob nabíjení	Indukční nabíjení
Doba nabíjení	Přibližně 24h
Typ akumulátoru	Li-Ion
Signalizace vybití akumulátoru	Blikající dioda
Třída vodotěsnosti	IPX7

DVOULETÁ ZÁRUKA

SEYSSO poskytuje záruku na dobu dvou let od data nákupu. Záruka pokrývá poškození způsobená výrobními vadami nebo nesprávným provedením produktu.

Uchovejte doklad o nákupu po dobu platnosti záruky.

Během záruky můžete uplatnit reklamaci, pokud byl produkt používán správně a v souladu s určením.

ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ:

① Povrchová poškození způsobená běžným používáním.

② Poškození způsobená:

a) náhodným upuštěním nebo nárazem, nesprávným použitím, zneužitím nebo komerčním použitím, zanedbáním, úpravou zařízení,

b) nesprávnou údržbou, nedbalostí o produkt,

c) připojením k nevhodnému zdroji napájení,

d) opravami nebo pokusy o opravy provedenými stranou neautorizovanou společností SEYSSO.

Jakékoli pokusy o otevření nebo demontáž zařízení, jeho částí nebo příslušenství způsobí ztrátu platnosti záruky. Nároky ze záruky musí být podloženy doklady. Nárok musí být uplatněn během záruční doby. Materiál pokrývající rukojeť je jemný, proto je třeba zacházet s ním opatrně. Škrábance nebo opotřebení povrchu rukojeti budou považovány za povrchová poškození způsobená běžným používáním. Nebudou tedy zahrnuty do záruky. Záruka se vztahuje na součásti, které ovlivňují funkčnost zařízení.

Instrukce se týká modelů s následujícími čísly:

SC.WF.010.BLK.1/POI01, SOOI10/POI01

VÝROBCE:

WM BRANDS SP. Z O. O.

UL. DZIUPLI 12

02-454 VARŠAVA, POLSKO

VYROBENO V P.R.C.

Mail: reklamace@seysso.com

www.seysso.pl

Vstupní napětí nabíječky: 100-240 V~, 50/60 Hz

Vstupní proud nabíjení rukojeti: 60-95mA

Výkon: 0.7-1.7W

Odolnost proti vodě (tělo, nabíječka): IPX7.

Ochrana proti ponoření do vody do hloubky 1 metru po dobu 30 minut

Irigátory mají vestavěnou lithiovou-iontovou baterii.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. „Nového přístupu“ Evropské unie (EU).



Instrukce a obal jsou recyklovatelné.



Toto zařízení je označeno v souladu s polským zákonem o odpadu z elektrických a elektronických zařízení a směrnicí WEEE 2012/19/EU symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Toto označení znamená, že zařízení po uplynutí jeho životnosti nesmí být likvidováno spolu s jiným domovním odpadem. Uživatel je povinen odevzdat jej na sběrné místo pro elektrický a elektronický odpad. Sběrná místa, včetně místních sběrných míst, obchodů a obecních jednotek, vytvářejí vhodný systém pro odevzdání tohoto zařízení. Správné nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem pomáhá předcházet škodlivým dopadům na zdraví lidí a životní prostředí, které vyplývají z přítomnosti nebezpečných látek a nevhodného skladování a zpracování takových zařízení.



Symbol označení II. třídy ochrany pro elektrická zařízení.




Pouze pro domácí použití.

SÚČASTI SÚPRAVY

- 1 irigátor
- 1 nádržka na vodu (150 ml)
- 3 nadstavce
- 1 nabíjacia stanica

POPIS ČASTÍ DENTÁLNY IRIGÁTOR



- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Tlačidlo uvoľnenia blokácie nadstavca | g. Nadstavec |
| b. Vypínač/Zapínač | h. Označenie používateľa |
| c. Tlačidlo zmeny pracovného režimu | i. Sacia hadica |
| d. Ukazovateľ aktívneho pracovného režimu | j. Filter |
| e. Telo/rukoväť | k. Tesnenie nádržky na vodu |
| f. Nabíjačka | l. Nádržka na vodu |
| | m. Viečko nádržky na vodu |


POZOR:

V novom zariadení (v jeho nádržke, tele/rukoväti alebo nadstavci) môžu byť zvyšky tekutiny, ktoré zostali po teste funkčnosti. Nemali by vyvolávať žiadne obavy pri používaní irigátora.

PRIPOJENIE A NABÍJANIE

NABÍJANIE ZARIADENIA (OBR. 1)

- Pripojte nabíjačku do zásuvky.
- Umiestnite zariadenie na nabíjačku.
- Indikátor nabíjania batérie (CH) bliká, keď sa zariadenie nabíja, a keď zhasne, zariadenie je plne nabité.



OBR. 1

POZOR:

Ak indikátor nabíjania batérie (CH) bliká počas alebo po irigácii, znamená to, že zariadenie potrebuje nabitie. Plný nabíjací cyklus trvá približne 24 hodín.

- Pred prvým použitím a v prípade, že irrigator nebol používaný aspoň 3 mesiace, nabite zariadenie po dobu 24 hodín. Plne nabitý irrigátor pracuje až 70 minút. To umožňuje 14 dní prevádzky bez opätovného nabíjania, pri používaní irrigátora dvakrát denne po dobu 2,5 minúty.
- Na predĺženie životnosti batérie nabíjajte irrigátor iba, keď to signalizuje. Dodatočné nabíjanie batérie môže skrátiť jej životnosť. Neodporúča sa vybiť batériu úplne.

POUŽÍVANIE IRIGÁTORA SEYSSO

- Nasadíte nadstavec na telo zariadenia. (Obr. 2)
- Otvorte viečko nádrčky a naplňte zariadenie vodou o teplote nepresahujúcej 40°C. Dôkladne zatvorte viečko. (Obr. 3)
- Môžete tiež odpojiť nádržku od irigátora a naplniť ju vodou cez hlavný otvor. Ťahajte nádržku dole, aby sa zošmykla po vodiacich lištách tela. Po naplnení nádržky ju pripevnite späť k telu. (Obr. 4)
- Stláčajte tlačidlo „Mode“ na výber režimu. Počas irigácie môžete tiež meniť režimy práce. (Obr. 5)




Fig. 2



Fig. 3

NORMAL: režim pre každodennú hygienu ústnej dutiny (6,2 bar).

SOFT: režim určený pre osoby s citlivými ďasnami (2,7 bar).

PULSE: režim na súčasné čistenie zubov a masáž ďasien (2,7-6,2 bar).




Fig. 4

POZOR: nadstavec SEYSSO

Carbon/Oxygen Pocket používajte iba v režime Soft. Vysoký tlak môže poškodiť nadstavec.

- Držte zariadenie vo zvislej polohe s koncom nadstavca smerom k vašim zubom.
- Otvorte ústa, aby voda mohla voľne odtekať.
- Stlačte tlačidlo „On/Off“, aby ste začali irigáciu. (Obr. 6)





Fig. 5

- ① Smerujte prúd vody pod uhlom 90° k zubom a ďasnám.
- ② Pomaly pohybujte nadstavcom irigátora pozdĺž línie ďasien a medzi zubami.
- ③ Dôkladne čistite okolie zámkov ortodontických aparátov, korúnok a mostíkov.


- Stlačte tlačidlo „On/Off“, aby ste ukončili irigáciu. V prípade potreby vymeňte nastavtec, stlačením tlačidla na uvoľnenie blokácie nastavca. (Obr. 7)
- Po ukončení irigácie stlačte tlačidlo „On/Off“, aby ste zariadenie vypli.



Obr. 6

PO UKONČENEJ IRIGÁCII (OBR. 8)


- Otvorte viečko nádržky a vylejte zvyšok vody.
- Na chvíľu zapnite zariadenie tlačidlom „On/Off“, aby sa odstránili zvyšky vody.
- Vypnite zariadenie a zavrite viečko nádržky.
- Utrite zariadenie suchým uterákom.



Obr. 7

POZOR:

Ponechávanie vody v zariadení podporuje rast baktérií. Ak zariadenie nebudete používať dlhší čas, uistite sa, že bolo po irigácii riadne vysušené.



Obr. 8

KOMPATIBILITA NADSTAVCOV

Irigátor SEYSSO Carbon/Oxygen Travel je kompatibilný s nastavcami SEYSSO Carbon/Oxygen Standard, SEYSSO Carbon/Oxygen Pocket a SEYSSO Carbon/Oxygen Orthodontic. Nezaručujeme správnu funkciu zariadenia pri použití iných nastavcov než uvedených.

FUNKČNÉ NADSTAVCE

ORTODONTICKÝ NADSTAVEC

Nadstavec SEYSSO Carbon/Oxygen Orthodontic je určený pre osoby s fixnými ortodontickými aparátmi.

- Nasadíte nadstavec SEYSSO Carbon/Oxygen Orthodontic na telo irigátora.
- Nastavte nízky tlak vody (režim Soft), a podľa potreby zvýšte tlak, výberom režimu Normal alebo Pulse.
- Nastavte prúd vody pod uhlom 90 stupňov k zubom, pozdĺž línie ďasien. Začnite irigáciu od posledného stoličky.
- Pomaly pohybujte nadstavcom pozdĺž línie ďasien, zastavujte sa na chvíľu pre dôkladnejšie čistenie zväzkom vlákien v medzizubných priestoroch a okolo prvkov ortodontického aparátu.
- Pokračujte v irigácii, kým nevyčistíte vnútornú aj vonkajšiu stranu všetkých zubov.

NADSTAVEC NA ĎASNOVÉ VRECKÁ

Pre použitie nadstavca na ďasnové vrecká (SEYSSO Carbon/Oxygen Pocket) je nutné nastaviť zariadenie na najnižšiu hodnotu tlaku (program Soft).

- Priložte nadstavec k zubu pod uhlom 45 stupňov, tak aby jeho mäkký, gumový koniec smeroval do ďasnového vrecka.
- Zapnite zariadenie a pohybujte nadstavcom pozdĺž línie ďasien, kým nevyčistíte všetky ďasnové vrecká.

UPOZORNENIA! PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM!

USCHOVAJTE NÁVOD



- Iba na domáce použitie.
- Irigátor má vodotesné puzdro. Je bezpečný a navrhnutý na použitie v kúpeľni. Zariadenie má stupeň ochrany IPX7. To znamená, že irigátor je odolný voči náhodnému ponoreniu do vody do hĺbky až 1 metra na dobu až 30 minút.

- Pamätajte: irigátor nie je určený na prácu pod vodou!
- Produkt nie je určený na samostatnú opravu.
- Skladujte nabíjačku na suchom a bezpečnom mieste.
- Zariadenie by malo byť nabíjané iba pomocou nabíjačky dodanej v súprave.
- Pred použitím rozvinúť kábel.
- V prípade poruchy nerozoberajte zariadenie a nevymieňajte žiadne súčiastky, pretože existuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Kontaktujte servis SEYSSO.
- Poškodený napájací kábel musí byť vymenený za nový. Kontaktujte servis SEYSSO.
- Ak zariadenie upustíte, vymeňte nadstavec pred ďalším použitím, aj keď nie je viditeľné žiadne poškodenie.
- Zariadenie by nemalo byť demontované, okrem prípadov, keď má byť zlikvidované. Batéria by mala byť odstránená zo zariadenia pred jeho likvidáciou.
- Batéria by mala byť zlikvidovaná bezpečným spôsobom.
- Ako odstrániť batériu zo zariadenia, nájdete v bode „Likvidácia“ na strane 47.
- Pri odstraňovaní batérie nesmie byť zariadenie na nabíjačke.
- Nenapĺňajte nádržku vodou o teplote vyššej ako 40°C.
- Nezapínajte zariadenie bez nasadeného nadstavca. Držte nadstavec irigátora mimo dosahu detí; existuje riziko udusenía.
- Ústne vody môžu zariadenie poškodiť. Nenalievajte ústne vody do nádržky na vodu.
- Ak pri alebo po irigácii cítite bolesť alebo nepohodlie, alebo máte akékoľvek obavy týkajúce sa vplyvu zariadenia na vaše zdravie, kontaktujte lekára.
- Poradte sa s lekárom, ak ste v posledných dvoch mesiacoch podstúpili chirurgický zákrok v ústnej dutine.
- Neprikladajte nadstavec príliš pevne k ďasnám alebo zubom.
- Zariadenie je určené na čistenie medzizubných priestorov, ďasien, jazyka. Nepoužívajte ho iným spôsobom.
- Nadstavec SEYSSO Carbon/Oxygen Pocket používajte iba v režime Soft. Vysoký tlak môže nadstavec poškodiť.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Na čistenie irigátora používajte iba čistú vodu alebo jemné čistiace prostriedky. Používanie žieravých alebo kyslých látok (napr. roztoku jedlej sódy, octu alebo kyseliny citrónovej) môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Irigátor je potrebné odvápníť raz mesačne pomocou prostriedkov určených na tento účel.
- Na čistenie a odvápnenie zariadenia nepoužívajte vodu s teplotou vyššou ako 50°C.
- Uchovávajte zariadenie mimo vysoké teploty a priame slnečné svetlo.

TELO (RUKOVÄŤ)

- Očistite telo pomocou tekutého mydla a osušte čistým uterákom.
- Neponárajte telo do vody.
- Po umytí osušte telo.

INDUKČNÁ NABÍJAČKA

Skontrolujte stav kábla a zástrčky. Očistite nabíjačku suchým, čistým uterákom. Tento postup pravidelne opakujte.

NADSTAVEC

- Očistite nadstavec vodou a osušte čistým uterákom.
- Vymieňajte nadstavec za nový každých 6 mesiacov. Ortodontický nadstavec a nadstavec na d'asnové vrecká vymieňajte každé 3 mesiace.

SACIA HADICA

- Umyte vodou a osušte čistým uterákom.
- Neohýbajte, nefahajte ani nekrúťte hadicou.

NÁDRŽKA NA VODU

- Umyte nádržku vodou a osušte čistým uterákom.
- Ak nádržka nebude dlhší čas používaná, nezabudnite ju dôkladne osušiť.

UPOZORNENIE O NEBEZPEČENSTVE

Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Po použití vždy odpojte zariadenie od zdroja napájania.
- Nepoužívajte počas kúpeľa alebo v sprche.
- Pre podrobnejšie pokyny týkajúce sa skladovania a používania zariadenia, ako aj priloženého príslušenstva, sa obráťte na SEYSSO. Aby sa znížilo riziko vzniku požiaru, skratovania alebo zranenia:
 - Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku od zdroja napájania.
 - Produkt nie je hračka. Dbajte zvýšenej opatrnosti, ak irigátor používa dieťa alebo v jeho prítomnosti.
 - Používajte podľa jeho určenia. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
 - Nepoužívajte nabíjačku, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. Ak irigátor po upustení, ponechaní na otvorenom priestranstve alebo ponorení do vody nepracuje správne, vráťte ho do miesta nákupu.
 - Ak nabíjačka spadne do vody, nepokúšajte sa ju vytiahnuť. Ihneď ju odpojte od zásuvky.
 - Nenaťahujte napájací kábel nabíjačky, nesaďte ho dverami, neomotávajte ho okolo ostrých hrán. Nepoužívajte irigátor počas nabíjania. Držte komponenty zariadenia mimo zahriate povrchy.
 - Neodpájajte nabíjačku od zdroja napájania ťahom za kábel. Použite zástrčku.
 - Nedržte zástrčku mokrými rukami.
 - Nikdy nepoužívajte produkt, ak máte problémy s koncentráciou a cítite ospalosť.
 - Nepoužívajte zariadenie vonku alebo na miestach, kde môže byť vystavené aerosólom alebo čistému kyslíku.
 - Pripojte zariadenie do zásuvky. Zoznámte sa s jeho špecifikáciou.

Neodporúča sa používanie zariadenia deťmi mladšími 8 rokov.

Deti a osoby s obmedzenými zmyslovými, motorickými alebo mentálnymi schopnosťami by mali zariadenie používať pod dozorom opatrovníka alebo by mali byť riadne vyškolené v oblasti správneho a bezpečného používania zariadenia.

ĎALŠIE POZNÁMKY



- Nesdielajte svoj nadstavec s inými používateľmi.
- Neomotávajte napájací kábel nabíjačky príliš tesne.
- Na nabíjačku nepokladajte kovové predmety (napr. mince, spinky atď.).
- Odpojte nabíjačku, ak viete, že nebude v najbližšej dobe používaná.
- Štrbina nachádzajúca sa blízko uchytenia nádrčky je úmyselná a neovplyvňuje tesnosť rukoväte.

LIKVIDÁCIA


Akumulátor umiestnený v zariadení je ľahko odstrániteľný a likvidovateľný. Keď cyklus životnosti produktu skončí, pred likvidáciou celého zariadenia vyberte akumulátor podľa nižšie uvedených pokynov. Pri vykonávaní týchto úkonov si zvlášť chráňte oči, ruky, prsty a okolie.

- Odstráňte dve krytky zo spodnej časti tela. (krok 1, Obr. 9)
- Zasuňte skrutkovač do vzniknutého priestoru a otočte proti smeru hodinových ručičiek – otvorí sa spodný kryt. (krok 2, Obr. 9)
- Vysuňte nádrčku na vodu a odskrutkujte dva skrutky pri sacom potrubí. (Obr. 10)
- Otvorte horný kryt, vyberte vnútornú časť zariadenia, odskrutkujte všetky skrutky. (Obr. 11)
- Prestrihnite vodiče akumulátora a vyberte ho zo zariadenia. (Obr. 12)

Ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa procesu likvidácie, obráťte sa na svoju miestnu jednotku zodpovednú za správu odpadov.




Obr. 9



Obr. 10



Obr. 11



Obr. 12

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Irigátor nefunguje.	Irigátor nebol používaný najmenej 3 mesiace.	Nabite irigátor po dobu 24 hodín.
Irigátor funguje len niekoľko minút, aj keď bol práve nabitý.	Akumulátor ukončil svoju životnosť.	Kontaktujte servis SEYSSO.
	Čas nabíjania bol príliš krátky.	Nabite irigátor po dobu 24 hodín.
Tlak vody je veľmi nízky.	Nadstavec je upchatý. Tvrdá voda môže spôsobiť upchatie nadstavca.	Vymeňte nadstavec. Vymeňajte nadstavec aspoň raz za 6 alebo 3 mesiace.
	Nadstavec je zdeformovaný.	
Z nadstavca zariadenia nevyteká voda.	Nádržka je prázdna.	Naplňte nádržku.
	Zariadenie bolo počas používania príliš naklonené.	Držte zariadenie vo zvislej polohe.

ŠPECIFIKÁCIA IRIGÁTORA SEYSSO TRAVEL

NÁZOV PRODUKTU	SEYSSO Travel Irigátor na hygienu ústnej dutiny
Napätie	100-240 V~, 50/60 Hz
Výkon	0,7-1,7W
Typ prepínača	Tlačidlo
Displej	LED
Zobrazené informácie	Pracovný režim + úroveň nabitia akumulátora
Maximálny tlak	6,2 bar
Kapacita nádržky	150 ml
Doba prevádzky	Až 70 minút
Spôsob nabíjania	Indukčné nabíjanie
Doba nabíjania	Približne 24h
Typ akumulátora	Li-Ion
Signalizácia vybitia akumulátora	Blikajúca dióda
Trieda vodotesnosti	IPX7

DVOJROČNÁ ZÁRUKA

SEYSSO poskytuje záruku na obdobie dvoch rokov od dátumu nákupu. Záruka pokrýva poškodenia spôsobené výrobnými vadami alebo nesprávnym prevedením produktu. Uchovajte doklad o nákupe po dobu platnosti záruky. Počas záruky môžete uplatniť reklamáciu, ak bol produkt používaný správne a v súlade s určením.

ZÁRUKA NEPOKRÝVA:

- ① Povrchové poškodenia spôsobené bežným používaním.
- ② Poškodenia spôsobené:
 - a) náhodným upustením alebo nárazom, nesprávnym použitím, zneužitím alebo komerčným použitím, zanedbaním, úpravou zariadenia,
 - b) nesprávnou údržbou, nedbalosťou o produkt,
 - c) pripojením k nevhodnému zdroju napájania,
 - d) opravami alebo pokusmi o opravy vykonanými stranou neautorizovanou spoločnosťou SEYSSO.

Akékoľvek pokusy o otvorenie alebo demontáž zariadenia, jeho častí alebo príslušenstva spôsobia stratu platnosti záruky.

Nároky zo záruky musia byť podložené dokladmi. Nárok musí byť uplatnený počas záručnej doby. Materiál pokrývajúci rukoväť je jemný, preto je potrebné s ním zaobchádzať opatrne. Škrabance alebo opotrebovanie povrchu rukoväte budú považované za povrchové poškodenia spôsobené bežným používaním. Nebudú teda zahrnuté do záruky. Záruka sa vzťahuje na súčasti, ktoré ovplyvňujú funkčnosť zariadenia.

Inštrukcia sa týka modelov s nasledujúcimi číslami:

SC.WF.010.BLK.1/POI01, SOOI10/POI01

VÝROBCA:

WM BRANDS SP. Z O. O.

UL. DZIUPIŁI 12

02-454 VARŠAVA, POLSKO

VYROBENÉ V P.R.C.

Mail: reklamacie@seysso.com

www.seysso.pl

Vstupné napätie nabíjačky: 100-240 V~, 50/60 Hz

Vstupný prúd nabíjania rukoväte: 60-95mA

Výkon: 0.7-1.7W

Odolnosť proti vode (telo, nabíjačka): IPX7.

Ochrana pred ponorením do vody do hĺbky 1 metra po dobu 30 minút

Irigátory majú vstavanú lítiovo-iónovú batériu.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. „Nového prístupu“ Európskej únie (EÚ).



Inštrukcia a obal sú recyklovateľné.



Toto zariadenie je označené v súlade s poľským zákonom o odpade z elektrických a elektronických zariadení a smernicou WEEE 2012/19/EÚ symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Toto označenie znamená, že zariadenie po uplynutí jeho životnosti nesmie byť likvidované spolu s iným domovým odpadom. Používateľ je povinný odovzdať ho na zberné miesto pre elektrický a elektronický odpad. Zberné miesta, vrátane miestnych zberných miest, obchodov a obecných jednotiek, vytvárajú vhodný systém pre odovzdanie tohto zariadenia. Správne nakladanie s elektrickým a elektronickým odpadom pomáha predchádzať škodlivým dopadom na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré vyplývajú z prítomnosti nebezpečných látok a nevhodného skladovania a spracovania takýchto zariadení.



Symbol označenia II. triedy ochrany pre elektrické zariadenia.



Iba na domáce použitie.

S·E·Y·S·S·O

REGISTER YOUR
PRODUCT
STREFASEYSSO.PL

A series of thin, overlapping circles in the background, creating a sense of motion or a globe-like pattern.

Smile matters

WWW.SEYSSO.PL